

Abgabe voller Lösemittelbehälter

Nur bis maximal 90 % auffüllen!

Gesammelte Lösemittelabfälle können miteinander reagieren. Das erfordert zur Sicherheit ein Ausbreitungsvolumen von 10%.

Stellen Sie vor der Abgabe sicher, dass der Inhalt ausreagiert hat:

1. Verschließen Sie dicht und durchmischen Sie den Inhalt durch kräftiges Drehen oder Schütteln.
2. Öffnen Sie den Deckel wieder etwas und lassen Sie über Nacht im Abzug stehen.
3. Verschließen Sie wieder dicht. Stellen Sie sicher, dass der Behälter außen sauber ist und nicht leckt!



Geben Sie auf keinen Fall halogenierte Lösemittel in die Sammelbehältnisse für halogenfreie Abfälle!